

LEUKOTAPE[®] REMOVER

SOLUZIONE PER LA RIMOZIONE DI CEROTTI E BENDAGGI ADESIVI

DESCRIZIONE	Soluzione universale per la rimozione di cerotti e bende con adesivi tradizionali od acrilici. Protegge ed idrata la cute.
COMPOSIZIONE	Metilale, Alcool, PPG-2 Metil Etere, Metil Isobutil Chetone, Glicerina e Acqua. Il prodotto non contiene: lattice, Bisfenolo A, Ftalati, Metalli pesanti o di origine animale e Azo-pigmenti.
MECCANISMO D'AZIONE	Leukotape Remover inattiva in maniera atraumatica qualsiasi tipo di adesivo idrocolloidale, acrilico o a base di resine, proteggendo ed idratando la cute. Il prodotto non lascia residuo oleoso e pertanto non è necessario detergere la parte dopo l'applicazione.
VANTAGGI	Rimuove l'adesivo residuo sulla cute; non lascia residui oleosi.
CONSERVAZIONE E DURATA	Conservare in ambiente fresco ad una temperatura non superiore ai 25°C.
CONFEZIONAMENTO	Flacone da 350ml.
MARCHIO CE	Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE e s.m.i.– Dispositivo medico – Classe I
CODICE CND	M9003 SOLUZIONI PER RIMOZIONE DI BENDE E CEROTTI
NUMERO DI REGISTRAZIONE	23561/R
FABBRICANTE	BSN medical GmbH, Quickbornstrasse 24, 20253 Amburgo, Germania
SITO PRODUTTIVO	Biosport Italia Srl, Via E. Fermi 11, 35030 Veggiano (PD)
DISTRIBUTORE IN ITALIA	BSN medical S.r.l., Viale Colleoni 17, 20864, Agrate Brianza (MB)

CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' D'USO	CONF. PRIMARIA (multiplo d'ordine)	CONF. SECONDARIA (imballo di magazzino)
97285-03	bottiglia da 350ml	1 bottiglia	1 bottiglia	20 bottiglie