

TENSOPLAST

BENDA ELASTICA ADESIVA

DESCRIZIONE	Benda elastica adesiva MONOUSO porosa in tessuto di alta qualità cotone/rayon per compressione e sostegno. Eccezionale elasticità del tessuto, massa adesiva porosa, bordi soffici e non sfilacciabili.
SUPPORTO	Ordito: cotone Consistenza: =17 fili/cm (benda a riposo); Trama: rayon Consistenza: = 78 fili/cm (benda a riposo) Spessore: 1050-1100 µm Peso del supporto: 140-170 g/m ²
MASSA ADESIVA	Ossido di zinco 24/26%; Resine; Caucciù Peso: 120-150 g/m ² La massa adesiva è spalmata in modo poroso.
RITORNO ELASTICO	massimo 80%
ESTENSIBILITA'	= 115-145%
RESISTENZA ALLO SVOLGIMENTO	250 gf/cm (valore massimo)
ADESIONE	150-400 gf/cm (SU PIASTRA ACCIAIO)
VANTAGGI	-Facile da utilizzare -Tessuto di qualità superiore, altamente estensibile, conformabile, assorbente, termoregolato -Massa adesiva porosa spalmata omogeneamente che permette una corretta traspirazione cutanea, riducendo il rischio di fenomeni di macerazione -Linea centrale gialla che assicura una maggiore precisione nell'applicazione -Bordi soffici con cimosa non ricoperti dall'adesivo
INDICAZIONI	- Svolge una funzione di supporto nel trattamento di patologie muscolari, tendinee ed articolari (contusioni, distorsioni di grado 0-1, lussazioni, lesioni capsulo-legamentose) -Trattamento elastocompressivo di patologie vascolari dell'arto inferiore (bendaggio fisso) -Fissaggio di medicazioni
AVVERTENZE	Questo prodotto contiene lattice naturale, e potrebbe provocare reazioni allergiche in soggetti predisposti
VALIDITA' CONSERVAZIONE E DURATA	Il prodotto va conservato ad una temperatura non superiore ai 25°C. La durata del prodotto correttamente conservato in confezione integra è di 3 anni. Il prodotto correttamente conservato mantiene elasticità ed adesività inalterate per il periodo di validità.
PRESENTAZIONE	Unità d'uso: benda singola sigillata in involucro di plastica, in scatola di cartoncino individuale, con marchio CE e codice a barre. Unità di vendita: confezione da 12 bende in scatole individuali. L'unità d'uso è identificabile BSN ai fini di campionatura di gara
MARCHIO CE	Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE e s.m.i. – Dispositivo medico – Classe I
CODICE CND	M0304010302
NUMERO DI REGISTRAZIONE	22154/R
FABBRICANTE	BSN medical (Pty) Ltd, Pinetown, 3610, South Africa
EC-REP	BSN medical GmbH, Quickbornstrasse 24, 20253 Amburgo, Germania
DISTRIBUITO DA	BSN medical S.r.l., Viale Colleoni 17, 20864, Agrate Brianza (MB).
SITO PRODUTTIVO	Made in SA

TENSOPLAST

BENDA ELASTICA ADESIVA

Continua/2

CODICI ESTESI	CODICI BREVI	DIMENSIONI	UNITA' D'USO	CONF. PRIMARIA (multiplo d'ordine)	CONF. SECONDARIA (imballo di magazzino)
71545-00000-00	71545-00	5cmx4,5m (in tensione)	1 benda in cellophane in scatola di cartoncino	12 bende	72 bende
71546-00000-00	71546-00	7,5cmx4,5m (in tensione)	1 benda in cellophane in scatola di cartoncino	12 bende	72 bende
71547-00000-00	71547-00	10cmx4,5m (in tensione)	1 benda in cellophane in scatola di cartoncino	12 bende	72 bende